



ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА БЮГЕЛЬНЫМ ПРОТЕЗОМ

Для максимально долгого и удобного использования бюгельных протезов рекомендуем соблюдать определённые гигиенические правила, и самое главное из них- протез должен быть чистым.

Это надолго сохранит его привлекательный вид, а Вас избавит от неприятного запаха, воспаления и атрофии десён. Чистку нужно делать регулярно-дважды в день (утром и вечером) снимать и чистить протез зубной пастой или мылом и зубной щеткой.

Можно использовать очистительные таблетки: растворить 1 таблетку (**CoregaTabs**) в 0,5 стакана воды, положить бюгельный протез на 15 минут в стакан, и затем тщательно промывать под проточной водой.

После каждого приема пищи протез следует вынимать из полости рта и тщательно промывать водой. Если такой возможности нет, то хотя бы прополощите водой рот. Для предотвращения попадания под протез пищи используйте фиксирующие кремы (**President, Corega, Protefix**).

На ночь бюгельные протезы снимать не нужно, также допускается их не снимать до 3 дней, при условии соблюдения соответствующих правил гигиены (чистки и полосканий). Если, по какой -то причине, Вы снимаете протез на длительное время, то хранить его нужно в специальном герметичном футляре или пакетике, предварительно добавив туда немного воды.

СУХИМ ПРОТЕЗ ХРАНИТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН!

РЕКОМЕНДАЦИИ НА БУДУЩЕЕ

1. Посещать стоматолога-ортопеда нужно не реже 1 раз в год- для осмотра и проверки целостности конструкции протеза.
2. Один раз в год протезу необходима перебазировка и добавление искусственной десны.
3. Один раз в год возможна замена силиконовых фиксирующих замковых элементов (если они есть в конструкции).
4. Замена бюгельного протеза рекомендована через 5-6 лет. При возникновении любых неприятных ощущений ждем Вас на приеме у врача-ортопеда